

Stericlar BCFA-220

Ficha técnica

Producto: Canister Stericlar BCFA-220 para antibióticos y productos con actividad antimicrobiana.

Marca de la membrana: Microclar.

Material del dispositivo: Estireno acrílonitrilo.

Código de color: Rojo.

Cantidad/Envase: 12

Descripción:

Canister Stericlar BCFA-220 para antibióticos y productos con actividad antimicrobiana. Membrana de Nylon de 0,45 μm .

- Dos agujas.
- **Esterilización:** Radiación gamma/óxido de etileno.
- **Volumen, ml:** 120 (marcas de gradación a 50, 75 y 100 ml)
- **Presión de entrada máxima, bar:** 3,1 a 25 °C
- **Temperatura operativa máxima, °C:** 45
- **Tamaño de poro del filtro, μm :** 0,45.
- **Configuración:** 2 canisters.
- **Material de la membrana:** Nylon.

Aplicaciones:

Antibióticos y productos con agentes antibióticos.

Aplicaciones claves:

- Filtración de laboratorio.
- Ensayo de esterilidad farmacéutica.
- Ensayo de esterilidad.
- USP 71.

Materiales de fabricación:

- Tubos de doble lumen: PVC, 850 mm de largo.
- Adaptador con aguja: acero inoxidable y poliamida 6-6.

www.bioclargroup.com

Bioclar es parte de Microclar Group.

Buenos Aires, Uruguay 830, Tigre

Mendoza, Lateral Norte Acc. Este 1780, Guaymallén

www.microclar.com - info@microclar.com - 0810-555-MICRO (64276)