

Stericlar BCFL-220

Ficha técnica

Producto: Canister Stericlar BCFL-220 para líquidos en ampollas o bolsas flexibles.

Marca de la membrana: Microclar.

Material del dispositivo: Estireno acrílonitrilo.

Código de color: Azul.

Cantidad/Envase: 12

Descripción:

Canister Stericlar BCFL-220 para líquidos en ampollas o bolsas flexibles y productos sin actividad antimicrobiana. Membrana de ésteres mixtos de celulosa de 0,45 µm.

- Una aguja.
- **Esterilización:** Radiación gamma/óxido de etileno.
- **Volumen, ml:** 120 (marcas de gradación a 50, 75 y 100 ml)
- **Presión de entrada máxima, bar:** 3,1 a 25 °C
- **Temperatura operativa máxima, °C:** 45
- **Tamaño de poro del filtro, µm:** 0,45.

Aplicaciones:

Parenterales de gran volumen y fármacos sintéticos sin actividad antibiótica.

Aplicaciones claves:

- Filtración de laboratorio.
- Ensayo de esterilidad farmacéutica.
- Ensayo de esterilidad.
- USP 71.

Materiales de fabricación:

- Tubos de doble volumen: PVC, 850 mm de largo.
- Adaptador con aguja: acero inoxidable y poliamida 6-6.

www.bioclargroup.com

Bioclar es parte de Microclar Group.

Buenos Aires, Uruguay 830, Tigre

Mendoza, Lateral Norte Acc. Este 1780, Guaymallén

www.microclar.com - info@microclar.com - 0810-555-MICRO (64276)